




Wonderkin



# Smart Diapers and App 智能尿褲 + 應用程式



A middle-aged woman with dark hair pulled back, wearing a blue cardigan over a patterned shirt. She has a wide-eyed, open-mouthed expression of surprise or concern. The background is a plain, light-colored wall.


就有人走過來

# 全球老化漸趨嚴重, 長者失禁20%以上

30年後, 預計65+長者即增長2倍。  
香港長者佔~19%, 未來在20後佔30%

80歲以上老年人的增長速度更快。

需要更多的照顧者顧老年人。



# 全世界照顧者短缺

3x

未來20年香港護理需要更多照顧者

1,200

在2041年香港所需的額外療養院

18.2%

香港護理工作職位短缺



Edward Moncreiffe

**As Hong Kong ages, carers of elderly relatives need more support at work, at home and for their own old age**

• A more flexible working environment, funded respite care and innovative insurance policies can support Hong Kong's more than 40,000 carers of ageing relatives



## 照顧長者的擔憂



無法直接與長者溝通，  
了解他們的需求




尿褲引起的皮膚炎和  
褥瘡




自住/ 認為不需要  
照顧

# 減輕護理者的壓力 提升長者的生活質素




# 從可穿戴設備到應用程序的無線傳輸








# 專利的尿布濕度感測功能




# 實時監控



# 靜止及尿濕警報



# 分析及見解 -- 讓家人更懂得照料長者




## 尿濕提示燈用顏色提示



Green 綠色	Lime 黃綠色	Yellow 黃色	Orange 橙色	Red 紅色	Purple 紫色
0 - 5%	5%-25%	25%-50%	50%-75%	75%-99%	75% - 99%
0 - 41 ml	42 - 209 ml	210 - 419 ml	420- 629 ml	630 ml 或以上	630 ml 或以上及延時15分鐘
全乾	微濕	少濕	中濕	濕透	換尿片

# 安老院網頁版提供數據及任務管理



It allows nursing homes to track inventory. Insights provided can assist carers and nurses in providing pressure and incontinence care.


It includes

- Diaper usage
- Diaper inventory
- Task / records management

# 失禁和姿勢趨勢 幫助康復和壓力護理

It includes

- Incontinence trends throughout the day
- Posture changes per day
- Online/ Offline time records



# 案例分析

通過減少尿布使用量和更換頻率來節省運營和人工成本



Using our Hub and Sensors to change diaper accordingly

**32,000** ▶ **20,000**

~ **12,000** diapers used per trial

**8** ▶ **5**

# of diaper changes per user per day

**USD 46**

saved per user per month




# 設施中的系統設置




## 2020年 香港安老院試用



# 市場開拓及發展



# 2020年 11月4日-創科導航



# 謝謝

聯絡我們

info@wonderkin.co

+852 3166 3925

[www.wonderkin.co](http://www.wonderkin.co)

[m.me/wonderkinco](https://m.me/wonderkinco)

